

OssDsign® Cranial PSI

PATIENTINFORMATION

ALLMÄN INFORMATION

OssDsign Cranial PSI är en medicinteknisk produkt för rekonstruktion av skallbensdefekter. Cranial PSI är avsett för permanent implantation. Produkten består av ett 3D-printat titannät som till stora delar är täckt av ett keramiskt material av kalciumfosfat. Den keramiska delen utgör cirka 90 % av implantatets volym.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Magnetresonanstomografi (MR)

OssDsign Cranial PSI är kompatibel med MR under särskilda förutsättningar. Om du ska undersökas med MR (s.k.

magnetkameraundersökning), ska du informera den som utför undersökningen om att du har ett OssDsign Cranial PSI (PSI = patientspecifikt implantat). Mer information finns här: www.ossdsign.com/OSSDSIGN_Cranial

Strålbehandling

OssDsign Cranial PSI kan inverka på doseringen vid strålbehandling. Om du ska strålbehandlas ska du informera din läkare om att du har ett OssDsign Cranial PSI (PSI = patientspecifikt implantat).



Läs alltid bruksanvisningen som medföljer produkten för indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder.