

# OssDsign® Cranial PSI

## PATIENTENINFORMATIONEN

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das OssDsign Cranial PSI ist ein Medizinprodukt zur Rekonstruktion von Schädelknochendefekten. Das Cranial PSI ist für die permanente Implantation vorgesehen. Das Implantat besteht aus einem im 3D-Druckverfahren hergestellten Titannetz, das zum größten Teil mit Keramik aus Calcium-Phosphat bedeckt ist. Der keramische Teil macht rund 90 % des Implantatvolumens aus.

### VORSICHTSMASSNAHMEN

#### *Magnetresonanztomografie (MRT)*

Das OssDsign Cranial PSI ist bedingt MR-sicher. Wenn Sie sich einer MRT-Untersuchung unterziehen müssen, müssen Sie die

behandelnde Person darüber in Kenntnis setzen, dass bei Ihnen ein OssDsign Cranial PSI (patientenspezifisches Implantat) implantiert wurde. Ausführliche Informationen finden Sie hier: [www.ossdsign.com/OSSDSIGN\\_Cranial](http://www.ossdsign.com/OSSDSIGN_Cranial)

#### *Strahlentherapie*

OssDsign Cranial PSI kann sich auf die Dosis einer Strahlentherapie auswirken. Wenn Sie sich einer Strahlentherapie unterziehen müssen, müssen Sie die behandelnde Person darüber in Kenntnis setzen, dass bei Ihnen ein OssDsign Cranial PSI (patientenspezifisches Implantat) implantiert wurde.



*Lesen Sie immer die beiliegende Gebrauchsanweisung zu Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen*