

OssDsign® Cranial PSI

INFORMATION DU PATIENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'OssDsign Cranial PSI est un dispositif médical destiné à la reconstruction des défauts osseux crâniens. Le Cranial PSI est destiné à l'implantation permanente. Le dispositif est constitué d'un squelette en titane réalisé par fabrication additive (« impression 3D ») largement recouvert de carreaux en céramique de phosphate de calcium. Cette céramique représente environ 90 % du volume de l'implant.

PRÉCAUTIONS

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

OssDsign Cranial PSI est classé « RM sous conditions ».

En cas d'examen par imagerie par résonance médicale, veuillez informer le professionnel de santé concerné que vous portez un implant sur mesure OssDsign Cranial PSI. De plus amples informations sont disponibles sur notre site: www.ossdsign.com/OSSDSIGN_Cranial

Radiothérapie

L'OssDsign Cranial PSI est susceptible d'affecter le dosage de la radiothérapie. En cas de traitement par radiothérapie, veuillez informer le professionnel de santé concerné que vous portez un implant sur mesure OssDsign Cranial PSI.



Lire impérativement les consignes d'utilisation du produit pour prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements et précautions d'usage.